

Dispositifs médicaux

Pour l'administration de la nutrition entérale



FreeGo®
Pompe pour la
nutrition entérale

Pompe de nutrition entérale FreeGo®



Fonctionnement facilité

- Bouton rotatif de fonctionnement ergonomique
- L'écran LCD pouvant être éclairé permet une bonne lisibilité
- Remplissage automatique de la tubulure par pression sur un bouton



Sûre


- Protection anti-écoulement automatique grâce au clip *AccuSafe™* intégré



Simple d'utilisation

- Petite et légère
- Utilisation en milieu ambulatoire ou hospitalier
- Facile à nettoyer

Tubulures FreeGo®




- S665 Abbott FreeGo® Tubulure
- S670 Abbott FreeGo® Tubulure avec adaptateur universel
- S680 Abbott FreeGo® Tubulure avec poche de 1,5 l

Accessoires FreeGo®




- S404 Abbott FreeGo® Sac à dos enfant
- S405 Abbott FreeGo® Sac à dos adulte
- S406 Abbott FreeGo® Pince de fixation standard pour pied à perfusion
- S415 Abbott FreeGo® Pince de fixation 360° pour pied à perfusion
- S412 Abbott FreeGo® Adaptateur RS 232
- S414 Abbott FreeGo® Chargeur
- S468 Abbott FreeGo® Dispositif d'appel infirmier
- G765 Abbott FreeGo® Support de table

Systèmes par gravité




E790 Tubulure par gravité
S570 Tubulure par gravité
avec adaptateur
universel

Récipients



M240 Flexitainer 1 L

Accessoires




G765 Support de table



S550 ENPlus
Adaptateur universel
(à l'unité)

Procédures de nutrition entérale



+ Adaptateur

ENPlus

Compatible à 100%
avec tous les
conteneurs de
nutrition entérale



Pompe de nutrition
FreeGo®

Gravité




ENLock*

Compatible à 100%
avec toutes les sondes
d'alimentation
disponibles

Robinet à 3 voies



Sonde / PEG



ENLock*

Compatible à 100%
avec toutes les
sondes d'alimentation
disponibles

* Dès le 3^e trimestre 2015 : ENLock devient ENFit

Abbott Hotline: 0800 88 80 81

Life in full